

アイソレーションバッグ	1枚目		2枚目		3枚目	
内容	液体 (種類/量)	氷	液体 (種類/量)	氷	液体 (種類/量)	氷
心臓	保存液/500-1000mL	なし	NS or LR / 500-1000mL	なし	NS or LR / 500-1000mL	なし
肺	保存液/500mL以上	なし	施設判断	施設判断	施設判断	施設判断
肝	UW/1000mL	なし	NS or LR/ 1000mL	なし	なし	なし
脾	UW/500mL以上	なし	NS or LR/500mL以上	なし	なし	なし
腎	UWが望ましいがECも許容する / 500mL以上	なし	アイソレーションバッグ or プラ容器 NS or LR /500mL以上	液体のみ, あるいはそのスラッシュアイス	なし	なし
小腸	UW/1000mL	なし	NS or LR/ 1000mL	なし	なし	なし

※ 心臓・腎臓からの案では、各バッグに空気が入らないように密封すると記載されているが、全臓器共通の項目と考えられるため表には記載していない。

※ 脾腎、肝腎については各臓器の方法で別々にpackingする。

※ 保存液・NS（生食）・LR（ラクトリンゲル）は冷蔵したもの。

※ スラッシュアイスとは液体中で氷が溶けだし薄片となったもの。クラッシュアイス（氷を砕いた塊）とは異なる。